

Наркозный аппарат Респект-Плюс МК-1

ФСР 2011/12020

режимы Man./Spont / Spont / V-CMV+PLV, возрастная категория взрослые, испаритель

РЕСПЕКТ-ПЛЮС ПК ООО, Беларусь



Характеристики

Вентиляция	Man./Spont / Spont / V-CMV+PLV
Анестезия	minimal flow / low flow / semi-open system / semi-closed system / аналоговые ротаметры
Мониторинг	Ppeak
Возрастная категория	взрослые
Испаритель	Да

Описание

Аппарат МК-1 оборудован одним испарителем для жидких анестетиков и обеспечивает принудительную вентиляцию по объему, а также ручную вентиляцию и спонтанное дыхание пациента через аппарат. Возможны несколько вариантов исполнения этой модели – на мобильной тележке с двумя выдвижными ящиками, на мобильной тележке с одним выдвижным ящиком, а также портативный вариант, который можно установить на любом основании. Последний вариант может использоваться в работе мобильных полевых госпиталей, а также при чрезвычайных ситуациях.

Анестезия:

- анестезия с минимальными потоками свежего газа (Minimal Flow);
- анестезия с низкими потоками (Low Flow);
- вентиляция по полуоткрытому контуру (Semi-Open System);
- вентиляция по полужакрытому контуру (Semi-Closed System);
- измерение потоков газа, формирующих свежую смесь, с помощью механических ротаметров поплавкового типа (аналоговые ротаметры).

Режимы и методики ИВЛ:

- управляемая вентиляция с контролем по объему и с ограничением пикового давления на вдохе (V-CMV+PLV);
- ручной/спонтанный;
- самостоятельное дыхание пациента (Spont).

Мониторинг:

- Пиковое давление (Ppeak).