

Аппарат для искусственного кровообращения PERFORMER CPB

ФСЗ 2009/04359

датчик гематокрита / гемоглобина / потока/пузырьков,
работа от батареи 30 мин, сигнал тревоги

RAND S.R.L., Италия



Характеристики

Датчики	гематокрита / гемоглобина / потока/пузырьков
Время работы от батареи	30 мин
Сигнал тревоги	Да
Размеры	140×500×560 мм
Масса	90 кг

Дополнительные характеристики

- возможность использования до 8 каналов мониторинга давления;
- встроенный детектор воздуха в артериальной и кардиоплегической магистрали;
- встроенные системы безопасности, включая AAR™ автоматическую систему удаления воздуха из вен и систему Resting Heart;
- возможности мониторинга насыщения и гематокрита;
- трубки могут быть установлены традиционным способом, или системой автоматической установки трубок;
- передача исходящих данных;
- графический дисплей трендов;
- возможность подключения принтера;
- загрузка смарт-карты;
- интерфейс серийного порта.