

Аппарат ИВЛ Acutronic Medical Fabian HFO

ФСЗ 2012/13455

стационарный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции принудительно-вспомогательная,
пневматический привод

ACUTRONIC Medical Systems AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	5-100 мл
Режимы работы ИВЛ	высокочастотный / функция СИПАП
Размер	350×190×340 мм
Вес	6.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Acutronic Fabian HFO — неонатальный аппарат, содержащий в базовой комплектации все современные режимы инвазивной и неинвазивной ИВЛ, в том числе высокочастотной (ВЧ), осцилляторной (с активным выдохом) вентиляции, для детей и новорожденных, включая недоношенных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).

Особенности аппарата ИВЛ для новорожденных и детей FABIAN HFO:

- сенсоры потока: неонатальный и педиатрический;
- независимые системы настроек для вдоха и выдоха;
- система компенсации утечек;
- встроенная аккумуляторная батарея (резервный аккумулятор);
- русскоязычное меню;
- режим назального CPAP с переменным потоком;
- высокочастотная (ВЧ) вентиляция;
- дыхательный объем: 5-100 мл;
- пиковое давление вдоха: 6-60 смH₂O;
- частота: 2-200 циклов/мин;
- время вдоха: 0.1-2 сек;

- время выдоха: 0.2-30 сек;
- поток: 1-20 л/мин. (неонатальный), 4-40 л/мин. (педиатрический);
- режимы вентиляции: IPPV/IMV, CPAP, SIMV, PS, Assist;
- триггер по давлению;
- мониторинг: давление, объём, поток;
- концентрация кислорода: 21 - 100%;
- размеры (W×H×D): 35×19×34 см;
- вес: 6.5 кг.