

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Oxylog 2000 plus

ФСЗ 2010/07246

портативный, для взрослых, тип вентиляции
принудительная, пневматический привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	100-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	215×90×215 мм

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Oxylog 2000 plus - это портативный аппарат ИВЛ, разработанный специально для нужд экстренной медицины. Он выделяется не только малыми габаритами, но и прочностью использованных материалов. Прибор готов к работе через несколько секунд после включения, управление предельно упрощено.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Oxylog 2000 plus:

- VC-CMV / VC-AC Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем по объему;
- VC-SIMV Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему;
- SPN-CPAP Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением;
- AutoFlow Автоматическая оптимизация потока на вдохе в режимах ИВЛ с контролем по объему для минимизации давления в дыхательных путях;
- NIV Неинвазивная (масочная) вентиляция;
- режим АПНОЭ с автоматическим включением подачи газа в случае остановки самостоятельного дыхания.