

Аппарат ИВЛ Drägerwerk Oxylog 3000 plus

ФСЗ 2010/07245

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная /
принудительно-вспомогательная, пневматический
привод

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему / неинвазивный
Размер	285×184×175 мм

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Oxylog 3000 plus предназначен для транспортировки пациентов и может питаться от аккумулятора, стандартной сети либо бортовой сети. Адаптеры для подключения к розетке 220 В и питанию в автомобиле скорой помощи включаются в стандартный комплект поставки.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Oxylog 3000 plus:

- прибор поддерживает стандартные режимы вентилирования с контролем по объему и по давлению;
- режим апноэ;
- срабатывание тревоги по триггеру на потоке от 3 до 15 л/мин;
- подключение прибора к централизованной больничной системе газоподачи либо к кислородному баллону;
- работает с кислородом либо со сжатым воздухом;
- возможность подсоединения детского шланга;
- функция контроля уровня углекислого газа (капнография) встроена;
- функция AutoFlow - проведение вентиляции с контролем дыхательного объема и минимальным пиковым давлением на вдохе.