

Аппарат ИВЛ Fritz Stephan Reanimator F120

ФСЗ 2012/11507

стационарный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции принудительная, электрический привод

Fritz Stephan GmbH, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	электрический
Дыхательный объем	5-250 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	350×120×210 мм
Вес	10 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Fritz Stephan Reanimator F120 - аппарат ИВЛ для недоношенных младенцев или детей, которым требуется респираторная поддержка. Мобильная респираторная система **Reanimator F120** - идеальное решение даже в транспортных средствах или в чрезвычайных ситуациях, т. к. идеально подходит для быстрого и надежного обеспечения оптимальной вентиляции в критических ситуациях.

Особенности аппарата ИВЛ Fritz Stephan Reanimator F120:

- для новорожденных и детей до 20 кг;
- режимы вентиляции: IMV, CPAP, ручная вентиляция с установленными PEEP и PIP;
- модульная система, ряд опций;
- представлены конфигурации A, B и MOBILE (для транспортировки);
- силиконовый дыхательный контур;
- автоматическое самотестирование;
- включение одной кнопкой, готовность за 2 минуты;
- двойной измеритель потока O₂/AIR в конфигурации B;
- двойной измеритель потока O₂/DL в конфигурации MOBILE;
- питание от сети 220, аккумулятора (A, B опция / MOBILE базово), бортовой сети 12 В (MOBILE).