

## Аппарат для комбинированной электро-, ультразвуковой терапии Combimed 2200

РЗН 2017/5491

воздействие ультразвуковое / электрическое, 1-  
канальная / 2-канальная, программирование режимов  
работы, таймер

ЕМЕ S.r.l., Италия



### Характеристики

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Воздействие                      | ультразвуковое / электрическое |
| Вид терапии                      | 1-канальная / 2-канальная      |
| Программирование режимов работы  | Да                             |
| Таймер                           | Да                             |
| Максимальное выходное напряжение | 120 В                          |
| Вес                              | 7 кг                           |
| Размер                           | 390×890×300 мм                 |

### Дополнительные характеристики

Комбинированный прибор с двумя каналами для электротерапии и одним каналом для ультразвука, 1/3 МГц. Заранее установленные протоколы прибора COMBIMED позволяют быстро и просто осуществлять комбинированное лечение, которое сочетает в себе анальгезирующий и гиперемический эффекты электрического воздействия с механическим и тепловым эффектами ультразвука.

Основные эффекты воздействия тока на ткани тела — это стимуляция мышечной активности, термические, трофические, анальгетические и химические эффекты. Прибор имеет 26 форм тока в низко- и среднечастотном диапазоне и может использоваться с одним или двумя каналами. Два канала могут использоваться синхронно или независимо.

Ультразвуковая терапия используется в основном при ишиасе, невритах, переоартритах. Тепловой эффект вызывает повышение температуры в глуболежащих тканях, вносит вклад в микромассаж на уровне клеточных структур.