

Аппарат для криолиполиза Classys Clatuu

РЗН 2018/7039

программы, насадки, охлаждение

Classys Inc., Южная Корея



Характеристики

Применение	коррекция фигуры / уменьшение объема тела / уменьшение целлюлита / устранение избыточной жировой ткани
Длительность процедуры	1-60 мин
Программы	Да
Насадки	Да
Система охлаждения	Да
Размер	558×483×1505 мм

Описание

Аппарат для криолиполиза **CLASSYS CLATUU** предназначен для безопасного и эффективного лечения дерматологических заболеваний.

Аппарат CLASSYS CLATUU используется в косметологии и физиотерапии для уменьшения жировых отложений и лечения целлюлита при хроническом ожирении с помощью неинвазивной уникальной технологии криолиполиза. При работе аппарата происходит контролируемое воздействие энергии холода на проблемную зону, другие ткани не повреждаются, а за счет охлаждения поверхности тела процедура проходит безболезненно.

Основные компоненты аппарата:

- основной блок;
- кабель аппликатора с держателем;
- сенсорный ЖК-экран диагональю 10,1 дюйм;
- 7 различных аппликаторов с направляющими: любая область лечения проблемной зоны под любым углом;
- контейнер для сбора масла;
- защитные коврики и подушки.

Наименование типа и область применения аппаликтора:

Наименование	типа "плоскость" – FLAT	типа "крыло плюс" – WING PLUS	типа "крыло" – WING	типа "крыло мини" – WING MINI	типа "плоскость мини" – FLAT MINI	типа "ARC- T"	типа "ARC- A"
Зона лечения	живот, руки, наружная сторона бедра	живот, линия бюста, боковые валики живота, задняя часть ягодиц	живот, боковые валики живота,	второй подбородок, надколенная область	второй подбородок, надколенная область	наружная и внутренняя сторона бедер,	живот

Технические характеристики:

- требования электросети: 220 - 240 В, 50/60Гц;
- потребляемая мощность: 1600 Вт;
- масса - 90 кг;
- срок службы аппарата CLATUU – 5 лет.