

Аппарат микроволновой терапии BTL-6000 Microwave

РЗН 2013/1090

КВЧ, электродержатели шарнирные, мощность 250
ВТ, с дисплеем

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Вид терапии	КВЧ
Электрододержатели	шарнирные
Мощность	250 ВТ
Дисплей	Да
Питание	100–240 В, 50–60 Гц
Вес	45 кг
Размер	560×980×560 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат микроволновой диатермии BTL-6000 Microwave

- Основные характеристики:**
- 5.7" цветной сенсорный экран;
 - предустановленные терапевтические протоколы;
 - энциклопедия с визуальными примерами расположения аппликаторов;
 - легко регулируемые шестисекционные держатели для аппликаторов, которые обеспечивают комфортную терапию для широкого спектра заболеваний от ахиллодинии до мигрени.