

Аппарат для лазерной терапии EME Lasermed 2200

РЗН 2017/5492

количество каналов 2, режим постоянный / импульсный, длина волны 905 нм, частота от 10 до 10 000 Гц

EME S.r.l., Италия



Параметры лазера

Количество каналов	2
Режимы	постоянный / импульсный
Длина волны	905 нм
Частота	от 10 до 10 000 Гц
Длительность импульса	100 нс

Параметры аппарата

Класс защиты аппарата	1
Таймер	Да
Дисплей	Да
Вес	4 кг
Размер	390×140×300 мм

Комплектация

Описание

Комплект поставки Lasermed 2200:

- аппарат Lasermed 2200, 1 шт.
- лазерный датчик 1 диод (25 мВт), 1 шт.
- защитные очки, 2 шт.
- кабель питания, 1 шт.
- предохранители, 2 шт.
- Interlock, ключ безопасности, 1 шт.
- смарт-карта, 1 шт.
- руководство по использованию, 1 шт.

Дополнительные принадлежности Apparata Lasermed 2200: лазерный датчик 1 диод (25 Вт), лазерный датчик 3 диода (75 Вт), лазерный датчик 5 диодов (125 Вт), лазерный датчик 8 диодов (200 Вт), лазерный датчик 15 диодов (400 Вт), пульт, комплект для обновления данных software, комплект из 10 смарт-карточек для пациентов, пантографическое плечо.