

## Аппарат для лечения ран WATERLILY с принадлежностями

РЗН 2014/1484

вакуум непрерывный / прерывистый, 20-200 мм рт.ст.

Eurosets s.r.l., Италия



### Характеристики

---

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Режимы | непрерывный / прерывистый |
| Вакуум | 20-200 мм рт.ст.          |

### Описание

---

**WaterLily** – неинвазивная система терапии ран отрицательным давлением.

#### Функциональные особенности:

- Терапевтическое воздействие Waterlily посредством использование дренажа Джексона-Пратта или трубки с вакуумной головкой.
- В качестве дренирующего материала в этой системе используется мягкая пенополиуретановая губка с размером пор 400-2000 мкм или марлевая повязка.
- Отрицательное давление может быть непрерывным или прерывистым в зависимости от типа обрабатываемой раны и клинических целей.

#### Система WaterLily позволяет получить следующие эффекты:

- улучшение локального кровообращения;
- уменьшение отека;
- стимуляция образования грануляционной ткани;
- стимуляция пролиферации клеток;
- уменьшение бактериальной нагрузки.

Внутренний литий-ионный аккумулятор (4×3.7 В), заряжается только от источника питания (зарядное устройство входит в комплект поставки).

Время работы от аккумулятора 14 часов.