

Аппарат для криотерапии Zimmer Cryo 6

ФСЗ 2007/01018

локальная криотерапия, минимальная рабочая температура -40°C

Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия



Характеристики

Криотерапия	локальная
Минимальная рабочая температура	-40°C
Длина шланга	180 мм

Габариты

Размеры	645×390×680 мм
Вес	60 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат для локальной криотерапии Cryo 6 - новейшее поколения систем криотерапии охлажденным воздухом для эффективного снятия боли и отеков, релаксации мышечного тонуса.

Система позволяет выполнять криотерапевтические процедуры с точным позиционированием и дозировкой потока охлажденного воздуха. Благодаря этому происходит быстрое снижение температуры поверхности кожи, чем обеспечивается нужный терапевтический эффект.

Прибор работает без расходных материалов.

Легко и эффективно

- лечение острых или хронических заболеваний костно-мышечного аппарата;
- воспалений;
- мышечного спазма;
- спортивных травм;
- послеоперационных ситуаций;
- неврологических расстройств.

В отличие от других методов охлаждения, например, контактного охлаждения, криогенного спрея или пакета со льдом, Cryo6 снижает температуру кожи быстрее и с меньшим риском обморожения при сохранении постоянной дозировки на протяжении всего времени лечения.

Быстро, легко и всегда доступно — на сенсорной клавиатуре выберите желаемую программу и нажмите Пуск.

Сгуо 6 предлагает 9 программ (6 программ с предустановленным уровнем воздушного потока и временем процедуры и 3 пользовательские программы). Одна программа может быть задана как favourite — наиболее часто используемая.

Прибор прост в сервисном и техническом обслуживании; имеет датчик цикла размораживания, фильтр очистки и контейнер для конденсированной воды. Очистка фильтра производится обычным пылесосом.