

Кресло BTL EmSella

ФСЗ 2008/01810

стационарный, высокоинтенсивный, режим
импульсный, форма импульса двухполярная /
синусоидальная, 1-150 Гц, 0.7-2.5 Т

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	стационарный
Тип	высокоинтенсивный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	двухполярная / синусоидальная
Частота импульсов	1-150 Гц
Магнитная индукция	0.7-2.5 Т
Размер	500×970×580 мм
Вес	33 кг

Описание

Аппарат BTL EmSella – это инновационный метод укрепления мышц тазового дна, для решения послеродовых и возрастных проблем женского здоровья, а также улучшения качества сексуальной жизни.

Многие женщины на разных этапах своей жизни сталкиваются с проблемами, вызванными слабостью мышц тазового дна. Эта важная область организма страдает во время беременности и родов, мышцы становятся слабее с возрастом, также негативно сказываются различные заболевания и оперативные вмешательства. Даже при ходьбе на каблуках или во время бега мышцы тазового дна испытывают сильные нагрузки, которые его ослабляют. Для укрепления этих мышц рекомендуют делать упражнения Кегеля. Все мы о них слышали и знаем об их пользе, но давайте будем честными, систематически выполнять их долгое время мало у кого получается.

Принцип работы BTL EmSella

Аппарат BTL EmSella использует высокоинтенсивную сфокусированную электромагнитную технологию (HIFEM).

Во время процедуры женщина просто удобно садится в кресло аппарата, в мире его неофициально называют «Трон», расслабляется с чашечкой чая или кофе, а в это время аппарат стимулирует сокращения мышц тазового дна. За 28 минут, столько длится один сеанс BTL EmSella, интимные мышцы сокращаются 11 тысяч раз, выполняя те самые легендарные упражнения Кегеля! При этом мышцы сокращаются сильнее, чем мы

можем сократить их самостоятельно, а значит, тренировка становится еще эффективнее.

Процедура абсолютно безболезненна, а женщины, попробовавшие ее, говорят, что испытывают ни на что не похожие интересные ощущения внизу живота.

Медицинские показания

Аппарат BTL EmSella эффективно борется

- с недержанием мочи;
- с расширением и опущением стенок влагалища;
- улучшает качество интимной жизни и помогает восстановиться после урологических операций, а также вагинопластики.

Курс назначает врач-гинеколог в зависимости от потребностей пациентки, обычно требуется не менее 6 процедур. Эффект можно заметить уже после первой процедуры, и он нарастает в течение еще нескольких недель после завершения курса, который можно будет повторить через 6–12 месяцев.

Решение проблем тазового дна

BTL EMSELLA использует технологию высокоинтенсивную сфокусированную электромагнитную технологию (HIFEM) для глубокой стимуляции мышц тазового дна и восстановления нервно-мышечного контроля.

Эффективность главным образом обусловлена глубоким проникновением сфокусированной электромагнитной энергии и стимуляцией всей области тазового дна.

Во время каждой процедуры на аппарате BTL EMSELLA у пациента происходят тысячи супрамаксимальных сокращений мышц тазового дна, что является очень важным для переобучения нервно-мышечного аппарата у пациентов.