

Аппарат BTL-6000 Super Inductive System Elite

РЗН 2019/8608

стационарный, высокочастотный, режим импульсный,
форма импульса двухполярная / синусоидальная, 150
Гц

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	стационарный
Тип	высокочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	двухполярная / синусоидальная
Частота импульсов	150 Гц
Размер	500×970×580 мм
Вес	33 кг

Описание

BTL SIS 6000 (BTL-6000 Super Inductive System Elite) – аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии. Эта технология основана на положительном действии высокоинтенсивного магнитного поля на ткани человеческого организма. Терапевтические эффекты данного вида лечения включают в себя устранение боли, ускорение заживления переломов, снятие мышечного напряжения и повышение подвижности суставов.

Характеристики:

- частота до 150 Гц
- интенсивность до 2.5 Тл
- запатентованная технология аппликатора
- контроль качества импульсов
- интуитивное управление с цветным сенсорным экраном
- экспресс-протоколы
- навигация по частям тела
- база данных пациентов
- предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия
- шестисекционный держатель
- тележка

Технические характеристики:

- интенсивность: до 2.5 Тл (макс. dB/dt 28 КТл/с);
- частота: до 150 Гц;
- экранЦветной сенсорный экран 8,4";
- экспресс-протоколы;
- навигация по частям тела;
- предустановленные протоколы;
- пользовательские протоколы;
- база данных пациентов;
- питание: 100–240 В, 50–60 Гц;
- стандартные аксессуары: шестисекционный держатель, запатентованная технология аппликатора.