

Аппарат для местной дарсонвализации Искра-М

время установления рабочего режима 1 мин,
величина тока при любых электродах 25 мА, вес 4 кг

Азгар-ФТО ЧП, Беларусь



Характеристики

Назначение	гинекология / дерматология / неврология / кардиология / косметология / проктология / отоларингология / стоматология / спортивная медицина / урология
Время установления рабочего режима	1 мин
Максимальная величина тока при любых электродах	25 мА
Размеры	290×214×90 мм
Вес	4 кг

Описание

Аппарат для местной дарсонвализации Искра-М предназначен для локального лечебного воздействия высокочастотным импульсно-модулированным током малой силы и высокого напряжения на поверхностные ткани и слизистые оболочки организма человека, для лечения различных заболеваний.

Преимущества:

- увеличенная мощность выходного тока: 25мА;
- применение большого количества методик;
- соединение кабеля резонатора с корпусом аппарата через разъем с механической фиксацией, предотвращающий случайное выдергивание во время процедуры.

Внешний вид электродов:

Наименование	Внешний вид
Электрод грибовидный диаметром 25/40/50 мм	
Электрод гребешковый	
Электрод ушной	
Электрод десенный	
Электрод вагинальный	
Электрод полостной диаметром 7/11/15 мм	
Электрод озонирующий	

Электрод геморроидальный внутренний	
Электрод геморроидальный наружный	
Электрод шейный	
Электрод андрологический	

Электрод для
позвоночного столба



Прочие параметры:

- ☐ Средняя наработка на отказ – 2 000 ч
- ☐ Средний срок службы – 5 лет
- ☐ Гарантийный срок – 12 месяцев