

Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов Apex COOLENDO

ФСЗ 2012/12377

для эндоскопов, камера 13.5 л, 2 эндоскопа, непроходная, сушка, размер 540×620×980 мм

APEX KOREA Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Назначение	для эндоскопов
Объем камеры	13.5 л
Вместимость	2 эндоскопа
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Размер	540×620×980 мм
Вес	65 кг

Описание

COOLENDO - автоматическая мойка-дезинфектор. Применяется для мойки, дезинфекции и сушки всех типов и марок гибких эндоскопов. Процесс очистки полностью автоматизирован и позволяет обрабатывать все каналы эндоскопа. Работа происходит в 4 этапа: мойка, дезинфекция, промывка антисептиком и ультразвуком и продувка. Панель управления позволяет работать в автоматическом и индивидуальном режимах. В автоматическом режиме очистка происходит за 9 мин. При индивидуальном режиме все параметры задаются в диапазоне от 1 до 90 мин и возможна дополнительная сушка с помощью ручного пистолета. Особенность аппарата заключается в использовании 9 насадок для подачи воды, что обеспечивает скорость подачи до 30 л/мин. для максимальной очистки инструмента. 6 воздушных насадок позволяют дезинфицировать как гибкие, так и жесткие эндоскопы и обеспечивают сушку наружной поверхности инструмента и внутренней поверхности каналов. Ультразвуковые волны, вибрируя в процессе очистки, обеспечивают полную стерильность эндоскопа. Данный режим, при необходимости, можно отключить.