

Аппараты для разработки суставов BTL-CPMotion

РЗН 2017/6153

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает голеностопный сустав / коленный сустав / тазобедренный сустав

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	голеностопный сустав / коленный сустав / тазобедренный сустав
Положение пациента	сидя
Размеры	390×430×970 мм
Масса	11 кг

Описание

Основные характеристики:

- настройка диапазона движений в реальном времени;
- 13 автоматических предустановленных протоколов;
- до 50 протоколов пользователя;
- более высокая скорость для лучших результатов;
- уникальная система фиксации в одно касание – без необходимости ручной регулировки;
- пульт дистанционного управления с сенсорным экраном.

Наиболее распространенные показания к применению:

- артротомия и артроскопия;
- пластическая реконструкция крестообразных связок;
- хирургическое лечение переломов и псевдоартроза;
- эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава.