

Аппарат ИВЛ Breas Medical VIVO 30

ФСЗ 2008/01132

портативный, для взрослых, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная / принудительно-
вспомогательная

Breas Medical AB, Швеция



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / неинвазивный
Размер	185×240×227 мм
Вес	4 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Breas Medical VIVO 30 удобен в применении благодаря большому контрастному дисплею, интуитивному меню и оптимальному расположению клавиш управления.

Особенности аппарата ИВЛ VIVO 30:

- предназначен для домашнего и клинического применения;
- функция eSync: высокочувствительная технология триггера, позволяет Vivo 30 плавно синхронизироваться с дыхательными усилиями пациента. Когда пациент требует нового вдоха, Vivo 30 немедленно реагирует и обеспечивает необходимое давление;
- может использоваться с большинством масок;
- универсальный набор сигналов тревоги;
- опциональный встраиваемый нагреваемый увлажнитель;
- встроенное устройство сохранения данных /календарь;
- встроенный будильник;
- универсальное программное обеспечение для ПК.

Режимы вентиляции:

- PSV (вентиляция с поддержкой давлением);
- PCV (вентиляция с контролем давления);
- CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях).