

Аппарат ИВЛ Breas Medical VIVO 40

ФСЗ 2008/01132

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительно-
вспомогательная

Breas Medical AB, Швеция



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	200-1500
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / неинвазивный
Размер	185×240×227 мм
Вес	4 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Breas Medical VIVO 40 - универсальный, высокотехнологичный и клинически надежный аппарат для дыхательной поддержки, созданный для того, чтобы облегчить пациенту перевод из больницы домой. Vivo 40 обеспечивает инвазивную и неинвазивную дыхательную поддержку в режимах **PSV**, **PCV** и **CPAP** как взрослым пациентам, так и детям весом от 10 кг.

Особенности аппарата ИВЛ VIVO 40:

- 3 режима вентиляции: **PSV**, **PCV**, **CPAP**;
- уникальная функция «**Целевой объем**» - подаваемое инспираторное давление автоматически регулируется так, чтобы поддерживать стабильный дыхательный объем пациента;
- встроенный будильник;
- набор всевозможных предупреждающих сигналов;
- возможность подсоединения увлажнителя;
- встроенное устройство записи данных, календарь;
- расширенное программное обеспечение ПК;
- встроенная аккумуляторная батарея.