

Тракционный стол Manumed Traction с аппаратом для тракционной терапии Eltrac 471

РЗН 2016/4896

вытяжение, 300×340×220 мм

Enraf-Nonius B.V., Нидерланды



Характеристики

Процедуры	вытяжение
Вытяжение	поясничного отдела / шейного отдела
Тип вытяжения	переменное / постоянное
Секции	головная / грудная / ножная / тазовая
Регулировка	электропривод / гидропривод / без регулировки
Сила вытяжения	1.5-90 кг
Масса	13 кг
Размеры	300×340×220 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат для тракционной терапии Eltrac 471 - предназначен для постоянного и импульсного сухого вытяжения шейного и поясничного отделов позвоночника.

Особенности аппарата сухого вытяжения Eltrac 471:

- вытяжение в горизонтальном / вертикальном положении;
- постоянное и импульсное вытяжение;
- встроенный таймер;
- непрерывная самодиагностика;
- системы обеспечения безопасности пациента;
- сенсорная система управления;
- ограничение нагрузки при шейном вытяжении;
- установка аппарата **на специальный тракционный стол**, раму или шведскую стенку.

Показания для использования тракционного аппарата Eltrac 471:

- кифосколиоз;
- остеохондроз;
- межпозвонковые грыжи;
- зажатие нервных корешков;

- спондилез деформирующий;
- спондилоартроз;
- остеоартроз;
- радикулит;
- болезнь Бехтерева;
- неврологические симптомы люмбалгии;
- люмбоишиалгия с ограничением подвижности в позвоночнике;
- сколиозы разной степени тяжести;
- уплощение лордоза поясничного.

Manumed Traction- серия столов для сухого горизонтального вытяжения для работы в комплекте с аппаратом сухого вытяжения Eltras 471.

Тракционные столы имеют специальные крепления для установки на них тракционного аппарата. Ножная секция выполнена подвижной для облегчения проведения поясничного вытяжения.

Выдвигающиеся ролики позволяют перемещать кушетку внутри клиники, как пустую, так и с пациентом.

Характерные особенности стола Manumed Traction:

- подвижная ножная секция;
- установленные рельсы для крепления фиксаторов и упоров;
- износостойчивое покрытие, допускающее дезинфекционную обработку;
- несколько вариантов типов пультов управления высотой кушетки;
- выдвигаемые ролики.

Производятся несколько различных моделей массажной кушетки Manumed Traction:

- 5500.916 (тип 916) – стол с гидравлической регулировкой высоты;
- 5500.926 (тип 926) – стол с электрической регулировкой высоты;
- 3450.500 (тип 004) – стол с фиксированной высотой.

Технические характеристики массажной кушетки Manumed Traction:

Изменение высоты рабочей поверхности массажного стол	48-98 см
Время изменения высоты кушетки от мин до макс	25 с
Размер рабочей поверхности массажного стола	203×67 см (тип 916 и 926) / 195×67 (тип 004)
Максимальное потребление тока	2.0А
Максимальная грузоподъемность	135 кг (тип 004), 200 кг
Электропитание	220 В, 50 Гц, 200 Вт