

Аппарат ультразвуковой терапии Gymna Pulson 400

ФСЗ 2011/11017

двухчастотный, режим работы импульсный

GymnaUniphy N.V., Бельгия



Характеристики

Тип	двухчастотный
Режим работы	импульсный
Количество типов излучателей	2 шт.
Длительность импульсов	1, 2, 3, 4, 5 мс

Описание

Преимущества Gymna Pulson 400

- Двухчастотные (1 и 3.2 МГц) водонепроницаемые, эргономичные излучатели 4 и 1 см²
- Световая и звуковая индикация ультразвукового контакта
- Непрерывный и импульсные режимы
- Цветной сенсорный экран управления 26.3 см
- Простое меню параметров на русском языке
- 34 программы лечения распространённых заболеваний
- Память для записи 500 персональных программ
- Расчёт полной эффективной мощности на экране
- Встроенный список противопоказаний
- Встроенная анатомическая библиотека
- Режим диагностики переломов
- Режим фонофореза

Варианты выбора параметров

• Через цель лечения

Врач выбирает на экране цель и место лечения (например, уменьшение боли в локте), а аппарат предлагает наиболее эффективные параметры процедуры.

• Через локализацию заболевания

Врач выбирает на экране зону лечения (например, голеностоп), а аппарат выводит на экран список заболеваний связанных с выбранной зоной. Врачу остаётся только выбрать заболевание из списка и аппарат выведет на экран параметры лечения.

• Из списка 34 наиболее распространённых заболеваний

• Из памяти для записи 500 персональных программ с индивидуальными параметрами. Вы сможете составить свою библиотеку для быстрой загрузки наиболее часто востребованных параметров процедуры или связанных

с конкретными пациентами на период курса лечения.

- **Через меню параметров**

Ручная установка параметров процедуры на сенсорном экране.

Области применения

- Воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов
- Травмы опорно-двигательного аппарата
- Воспаления периферических нервов
- Заболевания внутренних органов
- Заболевания мочеполовой системы
- Трофические язвы
- Склеродермия

Аксессуары и принадлежности

1. Излучатель ультразвуковой двухчастотный (4 см²) с держателем



2. Излучатель ультразвуковой двухчастотный (1 см²) с держателем



3. Тележка аппаратная с 2-мя полками и 1-м ящиком для принадлежностей

