

Аппарат ультразвуковой терапии Sonopuls 190

РЗН 2016/4196

одночастотный, режим работы импульсный /
непрерывный, таймер, размеры 220×200×195 мм,
масса 1.7 кг

Enraf-Nonius B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип	одночастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Частота	1 МГц
Интенсивность излучений (по ступеням)	2 - 3 Вт/см ²
Таймер	Да

Габариты

Размеры	220×200×195 мм
Масса	1.7 кг

Описание

Sonopuls 190 – это простой и надежный аппарат для ультразвуковой терапии, рассчитанный на эксплуатацию в условиях интенсивного потока пациентов. Память аппарата хранит готовые программы терапии наиболее распространенных заболеваний.

Sonopuls 190 оснащен ярким светодиодным дисплеем, одинаково хорошо видимым на свету и в затененном помещении. Малый вес аппарата и отстегивающаяся подставка позволяют использовать его и при выездах на дом к пациентам.

Особенности Sonopuls 190:

- контроль качества терапевтического воздействия посредством датчика УЗ контакта и приостановка процедуры терапии в случае прерывания контакта с пациентом;
- импульсный и непрерывный режимы воздействия;
- программы для лечения наиболее распространенных заболеваний;
- сохранение индивидуальных установок пользователя;
- плавная регулировка выходной интенсивности ультразвукового излучения.