

Аппарат ультразвуковой терапии Sonopuls 492

РЗН 2016/4196

двухчастотный, режим работы импульсный /
непрерывный, таймер, размеры 290×280×105 мм,
масса 4 кг

Enraf-Nonius B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип	двухчастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Количество типов излучателей	2 шт.
Частота	1 МГц / 3 МГц
Интенсивность излучений (по ступеням)	0 - 3 Вт/см ²
Таймер	Да
Потребляемая мощность	12 Вт

Габариты

Размеры	290×280×105 мм
Масса	4 кг

Описание

Сонопультс 492 является идеальным выбором при интенсивном потоке пациентов с широким спектром заболеваний и ограниченной площади размещения, а также для врачей спортивных команд, кому приходится много путешествовать и необходимо иметь под рукой универсальный терапевтический аппарат. Питание аппарата 12 В позволяет с легкостью применять его в автомобилях, на кораблях и т.д.

Режимы работы Сонопультса 492:

- ультразвуковая терапия;
- электротерапия;
- ЧЭНС (симметричный и ассиметричный токи);
- СМТ (синусоидальные модулированные токи, эмуляция 1 - 4 родов работы аппарата Амплипульс);
- классическая четырехполюсная интерференция;
- четырехполюсная интерференция с ручным или автоматическим вектором;
- четырехполюсная изопланарная интерференция;
- «русская стимуляция»;

- ток Треберта;
- диадинамические токи (ОН, ДН, КП, ДП);
- прямоугольный и треугольные токи;
- гальванический ток;
- микроток (10 мкА - 1 мА);
- высоковольтные импульсы;
- режим комбинированной терапии: одновременное воздействие на ткани пациента тока и ультразвука.