

Аппарат коротковолновой терапии BTL-6000 Shortwave

РЗН 2013/1090

УВЧ, электродержатели шарнирные, частота импульса 50-1500 Гц, мощность 100 Вт / 200 Вт / 400 Вт, с дисплеем, с таймером

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Вид терапии	УВЧ
Электрододержатели	шарнирные
Управление	100 пользовательских программ
Частота импульса	50-1500 Гц
Мощность	100 Вт / 200 Вт / 400 Вт
Длина импульса	50-2000 мкс
Дисплей	Да
Таймер	Да
Питание	100–240 В, 50–60 Гц
Вес	38 кг
Размер	560×980×560 мм

Дополнительные характеристики

Аппараты для коротковолновой терапии BTL-6000 Shortwave 200 и BTL-6000 Shortwave 400

Основные характеристики:

- предустановленные терапевтические протоколы;
- встроенная база данных пациентов;
- энциклопедия с изображением расположения аппликаторов;
- протоколы пользователя;
- легко регулируемые 6 секционные держатели для аппликаторов обеспечивают комфортную терапию от ахиллодинии до мигрени;
- мощность до 400 Вт для оптимального проведения большинства процедур;
- 1-канальное ёмкостное поле;
- 1 или 2-канальное индуктивное поле;
- интерфейс пользователя на цветном сенсорном экране.

Модель	BTL-6000 shortwave 400	BTL-6000 shortwave 200
Интерфейс пользователя	5.7" цветной сенсорный экран	5.7" цветной сенсорный экран
Индуктивное/Ёмкостное поле	1 или 2 канальное индуктивное поле/1 канальное ёмкостное поле	1 или 2-канальное индуктивное п
Мощность	400 Вт в импульсном режиме, 200 Вт в постоянном режиме	200 Вт в импульсном режиме, 100 Вт в постоянном режиме
Предустановленные протоколы	энциклопедия BTL, 62 протокола (терапии)	
Пользовательские программы	100 пользовательских программ	