

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30.03-НанЭМА

РЗН 2014/1593

УВЧ, электродержатели шарнирные, частота излучения 27.12 МГц, мощность 10 / 20 / 30 Вт, с таймером

Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры ОАО, Россия



Характеристики

Вид терапии	УВЧ
Электрододержатели	шарнирные
Управление	ручное
Частота излучения	27.12 МГц
Выходная мощность	10 / 20 / 30 Вт
Время выхода аппарата на рабочий режим	3 мин
Таймер	Да
Питание	220/50 В/Гц, 160 ВА
Вес	13 кг
Размер	425×230×260 мм

Комплектация

Комплектация	- электроды 36 мм, 80 мм, 113 мм по 2 шт. - аппликатор вихревых токов ЭВТ - держатели электродов - индикатор настройки УВЧ-аппаратов - вставки плавкие - провод - фиксаторы - паспорт
--------------	---

Дополнительные характеристики

УВЧ-30.03-«НанЭМА»:

- предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты и применяется в терапии, неврология, хирургии, психиатрии, акушерстве и гинекологии, педиатрии;
- имеет номинальную выходную мощность 30 Вт и ручную подстройку частоты;
- для улучшения индивидуального подбора мощности (облучения пациента полями УВЧ) регулировка выходной мощности осуществляется пропорционально между 3-мя ступенями;
- воздействие УВЧ электрического поля обладает болеутоляющими, противовоспалительными, десенсибилизирующими свойствами, стимулирует реакции иммунитета, улучшает трофику тканей и их регенерацию.