

Аппарат для внутривенного облучения крови AZOR АЗОР-ВЛОК

ФСР 2009/05282

количество каналов 1, режим постоянный, длина волны 639 нм, мощность 1.5 мВт, ВЛОК

АЗОР ООО, Россия



Параметры лазера

Количество каналов	1
Режимы	постоянный
Длина волны	639 нм
Мощность	1.5 мВт
Облучение крови	ВЛОК

Параметры аппарата

Таймер	Да
Вес	0.150 кг
Размер	100×65×25 мм

Описание

Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови АЗОР-ВЛОК - предназначен для воздействия на кровь интракорпорально электро-магнитным излучением лазера видимого диапазона с длиной волны 0.639 мкм резонансной с линией поглощения кислорода, которая обеспечивает максимальный клинический эффект.

Методика применяется в восстановительный период после заболеваний, перенесенных операций, больших физических и эмоциональных нагрузок. Используется при лечении хронических заболеваний, при различных интоксикациях (включая наркоманию и алкоголизм). Повышает устойчивость организма при сезонных эпидемиологических заболеваниях и общий физический потенциал. В качестве расходного материала используются стерильные одноразовые световодные изделия КИВЛ-01.

Технические характеристики лазера АЗОР-ВЛОК:

- длина волны лазерного излучения: 0.639 мкм;
- цифровой измеритель мощности;
- режим работы: непрерывный;
- время процедуры: 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин;
- мощность на выходе световода: 1.5 мВт;
- электробезопасность: II BF;

- класс лазерной опасности: I;
- ремешок для крепления аппарата на запястье;
- измеритель мощности на выходе световодного изделия.