

Аппарат для внутривенного облучения крови ПОЛИРОНИК СОЛАРИС

ФСР 2010/08725

количество каналов 1, режим постоянный, длина волны 365 / 400 / 450 / 530 / 630 нм, мощность от 1.5 до 2.5 мВт, ВЛОК

Полироник ООО, Россия



Параметры лазера

Количество каналов	1
Режимы	постоянный
Длина волны	365 / 400 / 450 / 530 / 630 нм
Мощность	от 1.5 до 2.5 мВт
Облучение крови	ВЛОК

Параметры аппарата

Таймер	Да
Вес	0.4 кг
Размер	120×70×20 мм

Комплектация

Описание

- Аппарат Соларис.
- Паспорт и руководство по эксплуатации.