

Аппарат электро-лазерный терапевтический АЭЛТИС-СИНХРО-02 Яровит

РЗН 2014/2032

лазер инфракрасный, количество каналов 3, длина волны 660 / 810 нм, мощность от 0 до 150 мВт

Яровит-ярь ООО, Россия



Параметры лазера

Тип лазера	инфракрасный
Количество каналов	3
Длина волны	660 / 810 нм
Мощность	от 0 до 150 мВт

Комплектация

Описание

- Аппарат АЭЛТИС-СИНХРО-02 (1 шт).
- Двухканальный кабель электростимуляции с двумя электродами пластиночными из токопроводящей силиконовой резины (1 шт).
- Нагрузочное (проверочное) сопротивление (2 шт).
- Световод штатный с разъемом «SC» (5 шт).
- Катетер - электрод урологический для мужчин (5 шт).
- Катетер - электрод урологический для женщин (2 шт).
- Электрод ректально-вагинальный гибкий с рассеивающей линзой (5 шт).
- Электрод комбинированный, применяемый с презервативом со сменными контактами (1 шт).
- Сменные контакты с шайбой к комбинированному электроду (5 шт).
- Электрод ректально-вагинальный одноразовый (5 шт).
- Постоянный кольцеобразный зеркальный магнит 50 мТл на излучатель ИК1-лазера (1 шт).
- Датчик пульса (1 шт).
- Выносной пульт управления (1 шт).
- Очки защитные ЗН22-72-СЗС22 (1 шт).
- Модуль-смеситель лазерных излучений волоконно-оптический для штатных световодов (1 шт).
- Персональный компьютер с установленной управляющей программой (1 шт).
- Копия управляющей программы на CD-диске (1 шт).
- Кабель соединительный аппарата с персональным компьютером (1 шт).
- Стойка аппаратная на колесах (1 шт).