

Коагулятор ArthroCare Coblator II

РЗН 2015/2515

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная

ArthroCare Corporation, США



Характеристики

Область применения	абляция опухолей / ЛОР
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходная мощность	400 Вт
Размеры	130×410×450 мм
Масса	10 кг

Дополнительные характеристики

Холодноплазменный биполярный аппарат ArthroCare Coblator II предназначен для проведения ЛОР-операций. Хирургическое воздействие происходит при температуре 50-55° С.

Особенности:

- минимальное болевое воздействие;
- минимальная кровопотеря в процессе оперативного вмешательства;
- отсутствие ожога тканей;
- отсутствие или незначительное количество рубцов;
- простота и удобство настройки и эксплуатации;
- наличие двухкнопочной педали;
- возможность опционной поставки дополнительных электродов.