

Коагулятор Arthrocare Quantum 2 System

ФСЗ 2009/05644

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная

ArthroCare Corporation, США



Характеристики

Область применения	абляция опухолей / артроскопия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходная мощность	от 70 до 330 Вт
Педаль	Да
Размеры	142×349×409 мм
Масса	12 кг

Дополнительные характеристики

Особенности аппарата Arthrocare Quantum 2 System:

- большая коллекция артроэлектродов позволяет проводить операции на любом суставе, образуя слой стабильной плазмы, способствующей быстрой и эффективной абляции;
- артроэлектроды Ambient® обеспечивают измерение температуры в операционном поле в реальном времени, используя аудио - и - видео индикаторы;
- новый улучшенный уровень коагуляции позволяет усилить визуализацию при сильном кровотечении в суставе;
- интегрированный таймер TOPAZ®. При использовании артроэлектродов TOPAZ генератор Quantum 2 устанавливает по умолчанию оптимальную мощность и настройки таймера;
- артроэлектроды с интегрированным переключателем на ручке (IFS) обеспечивают удобство в управлении функциями абляции и коагуляции;
- беспроводной ножной переключатель исключает спутывание проводов Quantum 2 и педали;
- автоматическая защита оптики, не нарушая хода операции. Quantum 2 автоматически прекращает подачу радиочастотных волн, когда электроды подходят слишком близко к оптике и возобновляет работу, когда электроды возвращаются на безопасное расстояние.