

Коагулятор Aescular GN060

ФСЗ 2009/04442

радиохирургический, режимы биполярное резание /
монополярное резание, коагуляция биполярная,
выходное напряжение 450 В, частота излучения 0.44
МГц, самодиагностика

Aescular AG, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / малая хирургия / лапароскопия / ЛОР / нейрохирургия / офтальмология / пластическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная
Выходное напряжение	450 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	от 0.1 до 50 Вт
Память выбранных режимов	Да
Самодиагностика	Да

Дополнительные характеристики

GN060 аппарат для электрокоагуляции.

С помощью данного прибора можно провести биполярную коагуляцию с использованием двух режимов: микро-режим и макро-режим.

Любой режим электрокоагуляции позволяет исключить перфорацию сосудов, некроз и риск прилипания тканей. Данным прибором могут быть укомплектованы хирургические и травматологические клиники всех форм собственности. Широко применяется в нейрохирургии.

Особенности:

- может быть совмещен с ирригатором;
- наличие микропроцессора;
- наличие мембранной клавиатуры;
- возможность задать и сохранить индивидуальные рабочие настройки;
- наличие внутренней памяти.