

Коагулятор Covidien Cool-Tip RF

ФСЗ 2011/10147

радиохирургический, режимы монополярное резание,
коагуляция монополярная

Covidien LLC, США



Характеристики

Область применения	абляция опухолей
Тип	радиохирургический
Режим работы	монополярное резание
Коагуляция	монополярная

Дополнительные характеристики

Радиочастотный аппарат Cool-Tip RF применяется для абляций опухолей. Данный прибор является комплексом, состоящим из собственно прибора и свич-контроллера. При оперативных вмешательствах отмечается хорошая переносимость, малое количество осложнений. Используется при лечении опухолей печени, легких, почек, молочной железы, костей, надпочечников, щитовидной железы.

Особенности:

- простой и понятный интерфейс;
- возможность чрезкожного и интраоперационного использования;
- отличная визуализация;
- наличие мощного генератора;
- возможность измерения сопротивления тканей и температуры;
- возможность подключения аппарата УЗИ;
- возможность использования для резекций печени.