

Коагулятор Экран ЭХВЧ-150-01Э

ФСР 2012/13588

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция монополярная,
выходное напряжение 240 В, частота излучения 0.44
МГц

Экран НПО, Россия



Характеристики

Область применения	гастроэнтерология / проктология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	монополярная
Выходное напряжение	240 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	Мощность 150 Вт
Педаль	Да
Размеры	186×273×360 мм
Масса	17 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический высокочастотный аппарат ЭХВЧ-150-01Э:

Предназначен для резания и коагуляции мягких тканей, кровеносных сосудов токами высокой частоты, а также для работы с гибкими эндоскопами. Может быть использован в хирургических кабинетах и клиниках всех форм собственности.

Особенности:

- наличие трех режимов работы;
- наличие педали;
- наличие панели управления;
- возможность автоматической регулировки мощности.