

Коагулятор Протон М ШМЕЛЬ-1000

ФСР 2008/03197

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция монополярная, выходное напряжение 50
В, частота излучения 0.875 МГц, набор электродов,
нейтральный электрод

Протон М ООО, Россия



Характеристики

Область применения	косметология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	монополярная
Выходное напряжение	50 В
Частота излучения	0.875 МГц
Выходная мощность	50 Вт
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	60×210×160 мм
Масса	1.8 кг

Дополнительные характеристики

Шмель-1000 представляет собой высокочастотный коагулятор, который широко применяется в косметологических кабинетах, а также салонах и клиниках для удаления бородавок, папиллом, сосудистых звездочек. В качестве метода воздействия используется диатермокоагуляция мягких тканей.

Особенности:

- простота и удобство эксплуатации;
- высокая надежность прибора;
- компактность и малый вес;
- наличие защиты от перегрузок;
- возможность регулировки мощности;
- низкая дискретность времени экспозиции;

- наличие счетчика времени процедур.