

Аппарат электрохирургический ЭХВЧ 300-01 АКСИ

ФСР 2010/07028

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.44 МГц, контроль утечки тока,
самодиагностика

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	биполярная коагуляция 3 - 70 Вт монополярная коагуляция 7 - 80 Вт режим резания 10 - 100 Вт
Контроль утечки тока	Да
Память выбранных режимов	Да
Самодиагностика	Да
Размеры	320×335×85 мм
Масса	5.2 кг

Дополнительные характеристики

ЭХВЧ-300-01-«АКСИ» - аппарат электрохирургический высокочастотный, предназначенный для резания, монополярной и биполярной коагуляции мягких тканей организма током высокой частоты при различных эндохирургических вмешательствах.

Отличительные особенности электрохирургического аппарата:

- автоконтроль выходных характеристик ЭХВЧ аппарата
- при выключении аппарата происходит автоматическое запоминание последних режимов работы
- автоматическая самодиагностика при включении
- металлический корпус с дополнительным экранированием от помех

- контроль целостности цепи нейтрального электрода
- контроль утечки тока на частоте питающей цепи (НЧ-утечка)
- звуковая и световая индикация НЧ-утечки
- возможность работы с двухсекционным нейтральным электродом

Комплектность ЭХВЧ:

- блок управления
- сетевой кабель
- двухклавишная педаль
- биполярный и монополярный кабель
- нейтральный электрод
- держатель нейтрального электрода