

Коагулятор EMED ES Vision

ФСЗ 2008/02567

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.357 МГц

EMED SP. Z O.O. SP.K., Польша



Характеристики

Область применения	гинекология / лапароскопия / ЛОР / общая хирургия / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.357 МГц
Выходная мощность	500 Вт
Педаль	Да
Масса	9 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарат EMED ES Vision:

- наличие системы SmartDevice;
- 10-дюймового экрана;
- сенсорная система управления;
- разъёмы SDS;
- обновление ПО через USB;
- работы на разных языках;
- беспроводная педаль;
- возможность программирования.