

Коагулятор EMED ES120

ФСЗ 2008/03115

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, частота излучения 0.33 МГц, набор электродов, нейтральный электрод

EMED SP. Z O.O. SP.K., Польша



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / отоларингология / стоматология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.33 МГц
Выходная мощность	120 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	330×285×105 мм
Масса	3.5 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарат EMED ES120:

- наличие автоматической регулировки выходной мощности;
- надежность и простота использования;
- эргономичность дизайна;
- возможность автоматического тестирования генератора прибора;
- наличие системы NEM;
- 100% безопасность как для пациента, так и для врача;
- наличие педали и системы ее распознавания;

- возможность использования беспроводной педали.