

Коагулятор EMED ES300

ФСЗ 2009/03114

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 500 В, частота излучения 0.44 МГц, набор электродов, нейтральный электрод

EMED SP. Z O.O. SP.K., Польша



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / общая хирургия / отоларингология / стоматология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	500 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	250 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	380×340×165 мм
Масса	6.5 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарат EMED ES300:

- оптимален для использования в лапароскопии;
- наличие режима резания и двух режимов коагуляции;
- наличие режима мониторинга состояния нейтрального электрода;
- присутствие режима самотестирования;
- высокая безопасность при проведении операций.