

Коагулятор EMED ES350

ФСЗ 2008/03116

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 500 В, частота излучения 0.357 МГц,
самодиагностика

EMED SP. Z O.O. SP.K., Польша



Характеристики

Область применения	артроскопия / лапароскопия / общая хирургия / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	500 В
Частота излучения	0.357 МГц
Выходная мощность	350 Вт
Память выбранных режимов	Да
Самодиагностика	Да
Размеры	340×360×160 мм
Масса	6 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарат EMED ES350:

- контроль работы нейтрального электрода;
- система автоматического тестирования;
- высокая безопасность при проведении операций;
- три режима работы при монополярном разрезе и четыре при монополярной коагуляции;
- при биполярном разрезе присутствует 4 уровня гемостаза, биполярный разрез тканей органов, наполненных жидкостью;
- возможность идентификации инструмента.