

Коагулятор EMED ES400

ФСЗ 2008/03116

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 500 В, частота излучения 0.357 МГц

EMED SP. Z O.O. SP.K., Польша



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / лапароскопия / общая хирургия / отоларингология / стоматология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	500 В
Частота излучения	0.357 МГц
Выходная мощность	350 Вт
Размеры	420×380×160 мм
Масса	9 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический коагулятор EMED ES-400

Имеет дополнительный выход для подключения второго монополярного инструмента, что позволяет использовать два монополярных инструмента без замены во время операции.

Используется в таких областях как общая хирургия, гинекология, эндоскопия, дерматология, косметология, отоларингология, стоматология и лапароскопические операции.