

Коагулятор Olympus ESG-100

ФСЗ 2009/03927

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, частота излучения 0.38 МГц, контроль утечки тока, нейтральный электрод

Olympus Winter & Ibe GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / микрохирургия / лапароскопия / нейрохирургия / общая хирургия / эстетическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.38 МГц
Звуковая индикация	Да
Контроль утечки тока	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	295 × 375 × 115 мм
Масса	6.5 кг

Дополнительные характеристики

ESG-100 является электрохирургическим высокочастотным генератором. Прибор чаще всего используется вместе с перистальтическим насосом AFU-100. Так он гарантирует более высокую функциональность.

Применяется в самых различных областях хирургии, в клиниках и медицинских центрах всех форм собственности и самой разной направленности.

Особенности:

- стабильная выходная мощность;
- простота использования;
- эргономичность дизайна конструкции;

- поддержка рассеечения высокой мощности;
- функция мониторинга искрового зажигания;
- надежная защита от утечек тока;
- контроль положения нейтрального электрода;
- разнообразие высокочастотных функций;
- возможность индивидуальной настройки режимов коагуляции.