

Коагулятор Covidien Force Argon II

ФСЗ 2011/10147

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
монополярное резание, коагуляция монополярная

Covidien LLC, США



Характеристики

Область применения	гинекология / общая хирургия / сосудистая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / монополярное резание
Коагуляция	монополярная

Дополнительные характеристики

Особенности Force Argon II:

- работает как в режиме резания, так и в режиме коагуляции;
- полностью безопасен как для пациента, так и для врача;
- работает в комплекте со всеми генераторами;
- скорость подачи аргона составляет 0.5-12 л/мин;
- предусмотрен держатель электрода;
- возможность работы с двумя баллонами.