

## Коагулятор Covidien Force EZ

ФСЗ 2011/10147

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 300 В, частота излучения 4.0 МГц

Covidien LLC, США



### Характеристики

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения       | абляция опухолей / лапароскопия / нейрохирургия / общая хирургия / пластическая хирургия / сосудистая хирургия / челюстно-лицевая хирургия |
| Тип                      | электрохирургический                                                                                                                       |
| Режим работы             | коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание                                                                           |
| Коагуляция               | биполярная / монополярная                                                                                                                  |
| Выходное напряжение      | 300 В                                                                                                                                      |
| Частота излучения        | 4.0 МГц                                                                                                                                    |
| Память выбранных режимов | Да                                                                                                                                         |
| Память настроек мощности | Да                                                                                                                                         |
| Педаль                   | Да                                                                                                                                         |
| Размеры                  | 406 × 127 × 395 мм                                                                                                                         |
| Масса                    | 6.8 кг                                                                                                                                     |

### Дополнительные характеристики

**Аппарат электрохирургический FORCE EZ** позволяет делать как разрезы, так и производить коагуляцию. При его использовании, значительно сокращаются кровопотери и исключается риск инфицирования. Для безопасности персонала предусмотрено наличие адаптивной REM™, которая исключает риск ожогов в месте наложения пластины пациента при применении двухсекционного REM-электрода.

#### Особенности:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;
- наличие компактного дизайна;

- отсутствие дыма при работе с прибором;
- присутствует технология точного разреза;
- возможность регуляции глубины коагуляции;
- наличие защита от ожогов и ударов тока;
- наличие дымоэвакуаторов.