

Коагулятор Covidien Force FX

ФСЗ 2011/10147

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 300 В, частота излучения 4.0 МГц

Covidien LLC, США



Характеристики

Область применения	абляция опухолей / дерматология / лапароскопия / нейрохирургия / общая хирургия / пластическая хирургия / сосудистая хирургия / челюстно-лицевая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	300 В
Частота излучения	4.0 МГц
Выходная мощность	Для монополярного резания 100 Вт. Для монополярной коагуляции 70 Вт.
Звуковая индикация	Да
Память выбранных режимов	Да
Память настроек мощности	Да
Педаль	Да
Размеры	432 × 111 × 356 мм
Масса	8.3 кг

Дополнительные характеристики

Особенности аппарата FORCE FX:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;

- прибор совместим с монитором биполярного тока;
- отсутствие дыма при работе с прибором;
- технология точного разреза;
- возможность регуляции глубины коагуляции;
- защита от ожогов и ударов тока;
- наличие дымоэвакуаторов.