

Коагулятор Covidien Force Triad

ФСЗ 2011/10147

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 300 В, частота излучения 4.0 МГц

Covidien LLC, США



Характеристики

Область применения	лапароскопия / нейрохирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	300 В
Частота излучения	4.0 МГц
Память выбранных режимов	Да
Память настроек мощности	Да
Педаль	Да
Размеры	457×508×254 мм

Дополнительные характеристики

В качестве «интеллектуальной» особенности **прибора ForceTriad** используется технология слежения за электрическими параметрами ткани TissueFect. Аппарат работает как в монополярном, так и в биполярном режимах. Прибор полностью русифицирован. Предусмотрено использование интернета для обслуживания коагулятора. Прибор работает в 3 режимах резания и в 2 коагуляции.

Особенности ForceTriad:

- постоянная величина подаваемой мощности прибора;
- возможность измерения сопротивления в бесконтактных режимах коагуляции;
- присутствует встроенная память;
- наличие трех сенсорных экранов;
- понятный пользовательский интерфейс;
- полностью совместим с блоком подачи аргона;
- наличие педали.