

Коагулятор HEBUmedical HBS 100 Varex

РЗН 2019/8396

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, частота излучения 0.50 МГц

HEBUmedical GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.50 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Размеры	310×310×145 мм
Масса	6.9 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный HBS 100 Varex