

Коагулятор HEBUmedical HBS 100

РЗН 2019/8396

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, выходное напряжение 120 В, частота
излучения 0.50 / 0.6 МГц

HEBUmedical GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	120 В
Частота излучения	0.50 / 0.6 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический HEBUmedical HBS 100