

Коагулятор HEBUmedical HBS 200 x-touch

РЗН 2019/8396

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, частота излучения 0.50 МГц

HEBUmedical GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / кардиохирургия / ЛОР / общая хирургия / сосудистая хирургия / травматология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.50 МГц
Выходная мощность	130 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Размеры	370×305×145 мм
Масса	7.4 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический HEBUmedical HBS 200 x-touch