

Коагулятор ВИТАКО ЭХРВ-300 РВХ-ОСЦИЛЛЯТОР

ФСР 2007/00910

радиохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная / спрей,
частота излучения 2.64 МГц, пинцет, набор
электродов, нейтральный электрод

ВИТАКО ООО, Россия



Характеристики

Область применения	нейрохирургия / общая хирургия / отоларингология / сосудистая хирургия / травматология
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей
Частота излучения	2.64 МГц
Выходная мощность	Выходная мощность на монополярном выходе в режиме: - резание/коагуляция: 120 - 200 Вт; - коагуляция: 140 Вт; - спрей: 25 Вт. Выходная мощность на биполярном выходе в режиме: - коагуляция: 60 Вт; - диссекция: 40 Вт.
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	320×250×150 мм
Масса	6.8 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический радиоволновой для общей хирургии ЭХРВ-300 «РВХ-ОСЦИЛЛЯТОР»