

Коагулятор SENSITEC ES-50D

ФСЗ 2011/09724

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
монополярное резание, коагуляция монополярная,
частота излучения 0.6 МГц, рукоятка, набор
электродов, нейтральный электрод

LED SpA, Италия



Характеристики

Область применения	гинекология / косметология / малая хирургия / пластическая хирургия / стоматология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / монополярное резание
Коагуляция	монополярная
Частота излучения	0.6 МГц
Выходная мощность	50 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Рукоятка	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×85×239 мм
Масса	2.5 кг